



Dignio Karie multidosedispenser

Brukerinformasjon

Dignio Karie multidosedispenser

Hensikt

Ved å bruke Karie får du tatt medisinene dine til rett tid uten bekymring for at medisinen blir uteglemt eller tatt feil.

Hvordan fungerer Karie?

Karie er en automatisk multidosedispenser som varsler deg når medisinen skal tas. Den varsler ved å lyse opp og gi lyd. Karie har flere alarmmelodier og alarmvolum. Gjør innstillinger for melodier og volum som passer for deg sammen med hjemmesykepleien.

For å ta medisinen trykker du på knappen under skjermen (Karie har kun én knapp) og medisinenposen mates ut av dispenseren.

Dispenseren kan stilles inn til å gi medisin én eller flere ganger om dagen. Det er hjemmesykepleien som setter disse innstillingene i følge din medisinplan.

Hvordan behandle Karie multidosedispenser?

Dispenseren settes på et jevnt og stabilt underlag, og du bør unngå at den står i direkte sollys. Noen medisiner tåler sollys dårlig.

Bruk bare strømkabelen som dispenseren er levert med. Strømkabelen bør alltid være tilkoblet, hvis du ikke frakter den eller flytter på den.



Hva skjer om jeg ikke husker å ta medisinen min?

Hvis du ikke har tatt medisinen din i løpet av den tiden Karie er satt til å varsle, så vil dispenseren sende en melding til hjemmesykepleien (eller til pårørende) som sier at du ikke har tatt medicinene dine. Da vil de ta kontakt med deg for å minne deg på å ta medisinen.

Kan jeg ta med meg Karie?

I dispenseren er det et batteri som varer i 24 timer. Skal du ta med deg dispenseren, tar du ut strømkontakten og tar med deg dispenseren uten å slå den av. Når du har kommet frem, setter du i strømkabelen igjen.

Hva gjør jeg hvis det er en feil med dispenser?

Når noe er galt med dispensereren, vil det vises en feilmelding på skjermen. Du trenger ikke gjøre noe – hjemmesykepleien vil få beskjed om dette og kontakte deg.

Hvilken opplæring får jeg?

Hjemmesykepleien vil gi deg egen opplæring i bruk av dispensereren. Du vil lære hvordan du skal ta medisinen din, og du vil bli vist hvordan dispensereren fungerer.

Rengjøring?

Karie kan vaskes over med en tørr, ren mikrofiberklut. Ikke bruk en fuktet eller våt klut, løsemidler eller rengjøringsmidler. Ikke prøv å rengjøre noen av delene på innsiden av dispensereren.



Skjerm/touchscreen med dato og klokkeslett

Knapp for å utlevere medisinen

Medisinbrett




Kassett med multidoserull



Kassett med multidoserull.
Kassetten kan fylles med 60 poser.

Hvordan ta medisinen



01

Når det er tid for å ta medisinen varsler Karie med lyd og lys.

På skjermen står det:
"Din neste dose er klar"



02

Trykk på knappen for utlevering.



03

Vent til posen(e) faller ned på brettet.



04


Ta medisinen.

Når du har glemt å ta medisinen



01

Tiden som vises på skjermen, er for neste dose. Trykk på ikonet "Glemt dose" nede til venstre på skjermen.



02

Trykk på haken nederst til høyre på skjermen eller på knappen for utlevering for å utlevere glemt dose.



03

Vent til posen(e) faller ned på brettet.



04

Ta medisinen.

Kontaktinformasjon Hjemmesykepleien

dignio

www.dignio.no